



Técnica de *inyección* de Composite

Dirigido a dentistas

Madrid, 19 Julio 2019 / 10 horas (9:00h a 20:00h)

OBJETIVOS DEL CURSO

En este curso aprenderemos a utilizar la Técnica de Inyección de Composite para intentar conseguir una Odontología Estética de Calidad de manera que lo hagamos de una forma predecible, fácil y optimizada.

El paciente no siempre puede permitirse rehabilitaciones cerámicas por motivos económicos, o bien, porque la edad del mismo nos incline la balanza para realizarlas con composite. Otras veces simplemente el paciente tan sólo quiere arreglarse una arcada y tendremos que preguntarnos si realmente vamos a rehabilitar una arcada sin arreglar el plano oclusal de la arcada contralateral. Además, si se trata de restauraciones múltiples, el hacerlo de forma indirecta no sólo va a beneficiar al profesional, sino también al paciente ya que estará menos tiempo en el sillón dental y el resultado final será más predecible y eficiente. Enseñaremos los trucos y videos con el paso a paso de la técnica donde os transmitiré la forma en cómo yo hago la transmisión de color a mi técnico de laboratorio, el uso de articuladores así como nuevas herramientas (como pueda ser el **Head Lines®**, el **Hipp Mount®** o el **Vector Analyzer®**) y en la elección de los materiales restauradores. En definitiva, haremos hincapié en cada una de las **fases del tratamiento**:



- Impresiones
- Diseño de Sonrisa
- Encerado Diagnóstico
- Mock Up Motivacional
- Técnica de Acabado y Pulido
- Casos Clínicos con Tips&Tricks
- Fabricación de la Cubeta Individual vs Cubeta Transparente Estándar
- Confección de la Matriz de Silicona Transparente: Tipos, Marcas, Ventajas e Inconvenientes
- Preparación de los dientes - Adhesión



NOTAS - Los modelos e instrumentos necesarios para hacer la práctica los aportará la organización del evento, si bien por comodidad de los participantes estos podrán traerse sus propias Lupas de aumento en el caso de que las tuvieran.

PRÁCTICA

Realización de 6 carillas con técnica de inyección de composite sobre fantasmas.



GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2 - 1º
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Tel.: 91 636 43 40 - Fax: 91 636 43 41
info@spain.gceurope.com
www.spain.gceurope.com

www.facebook.com/GCIberica

https://twitter.com/gciberica

900€



INSCRIPCIONES:

GC Ibérica - Telf.: 91 636 43 40

E-mail: formacion.spain@gc.dental



Antonio Saiz-Pardo

Grado de Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, 1998.
Doctor "Cum Laude" en Estomatología por la U.G., 2012.
Máster en Cirugía Bucal e Implantología en la Universidad de Granada, 2001-2004.
Profesor colaborador con el Máster de Rehabilitación Oral y Estética en la Universidad de Almería, 2013-2014.
Diploma en *Esthetic Dentistry*, 2009.
Diploma en Dirección Odontológica y Gestión Clínica, 2008.
Miembro ITI, SECIB, SEPA y EAED Afiliate.
29 Comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales,
16 Artículos publicados, 10 Cursos impartidos.
Práctica privada, Cirugía e Implantes en Jaén desde 1998.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

GC Europe Campus
meeting & education centre
GC Ibérica

CENTRO EMPRESARIAL TARTESSOS
Edif. Atenea • Pollensa, 4 • 28290 Las Rozas • Madrid