

# INYECCIÓN O FRESADO

Nuevo sistema de Disilicato de Litio inyectable para el trabajo práctico

Madrid, 24 y 25 de Octubre 2019

## OBJETIVO DEL CURSO:

Determinación individual del color personalizado para la selección de la pastilla y la cerámica de recubrimiento. La forma y la superficie deben coincidir exactamente con las condiciones naturales y completar la imagen general.



## TEÓRICO - PRÁCTICO:

Hay dos métodos para producir cerámica inyectada, divididos en el tipo de maquillaje y el tipo de estratificación. Dado que el tipo de estratificación también se divide en el método de reducción (cutback) y el método de estratificación, tenemos por tanto, tres métodos: maquillaje, cutback y estratificación. En el momento del encerado, determinaremos e inyectaremos la formación de cera adecuada para cada uno, y entenderemos cada característica.

Técnica de reducción "Cut Back", técnica de estratificación y maquillaje:

- Diente anterior con **Initial LiSi Press** con dos diferentes pastillas (MO o LT y MT).
- Diente posterior monolítico con **Initial LiSi Press** (MT).

Diente anterior con cerámica de recubrimiento vestibular (**Initial LiSi**) y corona parcial individualizada (solo capas de esmalte con maquillajes internos).

Diente posterior monolítico inyectado con **Initial LiSi Press** y solo maquillaje individual con **GC Initial Spectrum Stains**.

Y ¿Cómo no fallar con **Initial LiSi Press**?

Cada participante deberá llevar sus instrumentos de pulido, pinceles y lupas de magnificación si utilizara.

**GC IBÉRICA**  
Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2  
Playa de las Américas, 2 - 1º  
28290 Las Rozas, Madrid, España.  
Tel.: 91 636 43 40 - Fax: 91 636 43 41  
Info.Spain@gc.dental - www.spain.gceurope.com

Síguenos en las Redes Sociales:

- [www.facebook.com/GCIberica](https://www.facebook.com/GCIberica)
- <https://twitter.com/gciberica>
- [www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)

PRECIO DEL CURSO  
**550€**

INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO:

TALON  
TRAINING

GC Ibérica - Telf.: 91 636 43 40 - E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Transferencia bancaria a: TALON TRAINING, S.L.:

IBAN ES51 2100 5654 1802 0019 1409 - SWIFT: CAIXESBB - En concepto "Tomonari Okawa".

GC

JUEVES 24  
10:00 a 20:00h

VIERNES 25  
8:00 a 17:00h

TOMONARI OKAWA



Estudió Prótesis Dental en Nippon Dental University College en Tokyo/Japón (1990) y posee un Máster en Prótesis Dental realizado en Münster/Alemania (2004).

02.2015 - actualmente: Director General en Organ Dental Technology, Hamburgo GbR.

11.2013 - 09.2014: Tiempo parcial, The Dentalclinic Havestehude, Hamburgo.

Desde 05.2005: Independent Okawa Dental Technology.

11.2003 - 10.2004: Dr. K. Reithmayer, Lüneburg.

10.1997 - 08.2003: "Art Oral" Klaus Mütterthies, Gütersloh.

07.1997 - 09.1997: Thomas Kühn, Königswinter.

03.1996 - 06.1997: J. Müller, Neustadt an der Weinstrasse.

01.1994 - 12.1995: Propio Laboratorio Dental, T. Dental Studio, Tokyo/ Japón.

04.1990 - 03.1994: Ponente y técnico en Nippon Dental University, Tokyo. Ha asistido a múltiples cursos y congresos con ponentes del más alto nivel.

Conferenciante y dictante de cursos a nivel internacional.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CENTRO EMPRESARIAL TARTESOS  
Edificio Atenea • Pollensa, 4 • 28290 Las Rozas • Madrid

GC Europe Campus  
meeting & education centre  
GC Ibérica